

## Procédure de stabilisation des fauteuils A-dec avec ICX + GREEN&CLEAN BR

La Procédure alterne les produits ICX et Green&Clean BR :  
Effectuer les étapes ci-dessous, tous les **10 jours (plus ou moins 2 jours)**

### JOUR 1 :

Enlevez tous les instruments déconnectables stérilisables (Tips seringues air/eau, turbines, contre-angles, raccords) afin d'éviter qu'ils ne se bouchent lors du traitement de fond de décontamination. Ne pas les remettre tout le temps de la stabilisation du matériel.

**1.** Purgez la bouteille dans sa totalité avec tous les cordons instruments (sans oublier la seringue sur le bras Assistante)



**2.** Rincer et nettoyer bouteille, puis ajoutez 250ml de GREEN&CLEAN BR dans la bouteille.  
**\*\*Mettez des gants\*\***



**3.** Replacez la bouteille contenant GREEN&CLEAN BR



**4.** Sélectionnez tous les instruments, positionnez les au-dessus d'un contenant ou du crachoir si votre équipement en possède un.



**5.** Appuyez sur le bouton de rinçage (aussi appelé « purge ») jusqu'à l'apparition du produit coloré bleu au niveau des instruments.



6. Sélectionnez les seringues de votre équipement, actionnez les 2 seringues jusqu'à apparition du produit coloré bleu



7. Reposez tous les instruments.

8. Le temps de contact dure 30 minutes, maximum 1h30 !



9. Une fois les 30 minutes écoulées, répétez les étapes 4. et 5. jusqu'à ce que la bouteille soit vide.

Sélectionnez tous les instruments et les seringues. Positionnez les au-dessus d'un contenant ou du crachoir si votre équipement en possède un.



Appuyez sur le bouton de rinçage (aussi appelé « purge ») jusqu'à la fin de la bouteille.



10. Remplissez à nouveau la bouteille d'eau maîtrisée (eau filtrée à 0,2 microns).  
Et refaites une « purge » de la bouteille avec tous les cordons et les 2 seringues, afin de rincer le circuit d'eau



11. Remplissez à nouveau la bouteille d'eau maîtrisée\* et mettez **une pastille d'ICX**.  
\*eau du robinet testée et relevant présence <200ufc, ou eau filtrée à 2 microns.



12. Sélectionnez toutes les pièces à mains et actionnez le bouton de rinçage, purgez de nouveau (minimum ¼ de la bouteille)



13. Actionnez les seringues en appuyant sur le bouton de commande d'eau pendant 10 s.



**10 jours après (+ ou - 2 jours), reproduire la procédure à l'identique**